



OWANDY-10S

COMMUNICATION MADE EASY

ESCÁNER INTRORAL 3D

OWANDY-105

UNA EXPERIENCIA INIGUALABLE

Diseño compacto
Sin calibración
Botones Duo Scan
Función de joystick

DESEMPEÑO

20 segundos para
la arcada completa
60 arcadas por bloque
Precisión
Colores realistas

UNA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE PUNTA

Carga inalámbrica
Sin latencia
Hasta 2 horas de escaneo
sin interrupciones
Modo de espera y activación
rápida

SOFTWARE POTENTE

Ecosistema de aplicaciones
100% en la nube
Reproducción de modelos 3D
en línea
Funcionalidades de
inteligencia artificial
integradas





Precisión 20 μm

A La combinación de tecnologías de punta, software poderoso e profundidad de campo permite uma precisão de 20 μm , entre as melhores do setor.



Tecnología True-Color

Algoritmos avanzados capturan y recrean colores reales.



Sin calibración

Líder en la industria del escáner, elimina la necesidad de calibración.



Tecnología Fast-Scan

Realice una digitalización completa de la arcada en 20 segundos.



Botón Duo Scan

No es necesario quitarse los guantes para girar el dispositivo y continuar con el proceso de digitalización.



Modo Joystick

Disfrute de una experiencia fluida y de un flujo de trabajo más higiénico de principio a fin sin tener que tocar la computadora.





				
Owandy-IOS Wired 198 g	Owandy-IOS Wireless 245 g	TRIOS 5 299 g	Medit i700 Wireless 328 g	IS 3800 W 240 g

Equipo recomendado

	EQUIPO RECOMENDADO	
CPU	10 th Generation Intel® Core™ i7-10750H AMD Ryzen™* 7 4700U	10 th Generation Intel® Core™ i7-10870H AMD Ryzen™* 7 PRO 4750U
RAM	16 GB	32 GB
Graphics*	NVIDIA GeForce TX 1650 4GB	NVIDIA GeForce TX 1660 6GB
Disk	512 GB SSD	1 TB SSD
OS	Win 10 (build 18362+) / Win 11, 64 bit	Win 10 (build 18362+) / Win 11, 64 bit


Especificaciones técnicas.

		OWANDY-IOS WIRELESS	OWANDY-IOS
MANGO	DIMENSIONES	248 * 48 * 37 mm	175 * 49 * 39 mm
	PESO	245 g (con batería)	198 g
DIGITALIZAÇÃO	PRECISIÓN DE LA ARCADEA COMPLETA	20 µm	
	PROFUNDIDAD DE CAMPO	18 mm	
	CAMPO DE VISIÓN	16 * 14 mm (L) 12 * 12 mm (S)	
	BOTÓN DE CAPTURA	DOS BOTONES	
PUNTA	TAMAÑO	22 * 18 mm (L)	
		18 * 16 mm (S)	19 * 17 mm (S)
	AUTOCLAVABLE	HASTA 180 VECES	
		134 °C DURANT 4 MINUTOSS	
BATERIA	DURACIÓN DE ESCANEO	120 MIN	N/A
	CARGA	INALÁMBRICA	N/A
CALIBRACIÓN		SIN NECESIDAD DE CALIBRACIÓN	

*NVIDIA graphics cards have full support, while other manufacturers' cards may lack certain advanced features.



Colabore con su laboratorio
 Exporte sus modelos
 Formato Exocad



Versión con cable disponible
 Precisión de 20 μ m
 Solo 198 g
 Cable USB tipo C
 comercialmente disponible



DIGITAL WORKFLOW OWANDY RADIOLOGY

UMA GAMA COMPLETA PARA ATENDER TODAS AS SUAS NECESSIDADES

