

DIGITAL WORKFLOW OWANDY RADIOLOGY

UNE GAMME COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS



2, rue des Vieilles Vignes - 77183 Croissy-Beaubourg - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 64 11 18 18 - info@owandy.com - www.owandy.com




ONE

LA SIMPLICITÉ À PORTÉE DE MAIN
CAPTEUR INTRAORAL DIRECT USB

3ème génération

one

LE CAPTEUR INTRA-ORAL ABORDABLE ET FACILE À UTILISER



Tout-en-un

Capteur au design ergonomique avec technologie CMOS de pointe.

Qualité d'image HD

Découvrez une clarté inégalée avec le nouveau capteur One de 3e génération.

Confort amélioré

Profitez d'un confort d'utilisation accru grâce à notre technologie innovante « Always On ».


Nouvelle technologie WDR (Wide Dynamic Range)

La technologie WDR garantit des prises de vue toujours précises, quel que soit le niveau d'exposition.




Qualité d'image HD

Découvrez une clarté exceptionnelle avec le capteur One de 3e génération, doté d'une qualité HD de 18,5 microns.




Technologie « Always On »

Le capteur One est prêt à l'emploi instantanément, sans temps de préchauffage, pour un flux de travail fluide. Avec « Always On », capturez des images intra-orales sans interruption.



Nouvelle technologie Wide Dynamic Range

La technologie WDR améliore considérablement la netteté des images et garantit des prises de vue précises en toutes circonstances. WDR s'adapte pour offrir une qualité d'image optimale à chaque utilisation.



UNE CONCENTRATION DE TECHNOLOGIE QUI SIMPLIFIE L'IMAGERIE INTRA-ORALE



Endodontie



Chirurgie prothétique
et implantaire



Parodontologie




Diagnostic
des caries



Tout-en-un

One est un capteur intra-oral équipé de la technologie CMOS. Son ergonomie et son design ont été conçus pour s'adapter parfaitement à votre pratique. Les coins arrondis et les bords biseautés de l'appareil offrent à vous et à votre patient une véritable facilité de positionnement.

Le confort intra-oral est optimisé grâce à la finesse du capteur et du câble.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Taille 1	Taille 2
Capteur	CMOS	
Scintillateur	CsI	
Dimensions extérieures du capteur (longueur x largeur x épaisseur)	38 x 27,4 x 5 mm	43 x 31,6 x 5 mm
Surface sensible	22 x 30 mm (660 mm ²)	26 x 35 mm (910 mm ²)
Taille des pixels	18,5 x 18,5 µm	
Connexion	Direct USB: High-Speed USB 2.0 and USB 3.0	
Système d'exploitation	Windows 10/11	



Enfin, l'appareil est totalement étanche. Vous avez le choix entre plusieurs méthodes de désinfection.