



**OWANDY-10S**

**COMMUNICATION MADE EASY**

**SCANNER INTRAORAL 3D**

# OWANDY-10S

## UNE EXPÉRIENCE SANS ÉGALE

Design compact  
Aucune calibration  
Boutons Duo Scan  
Fonction Joystick

## PERFORMANCE

Arcade complète en 20  
secondes  
60 arcades par bloc  
Précision 20 microns  
Couleurs  
« True-to-life »

## UNE TECHNOLOGIE WIRELESS À LA POINTE

Chargement sans fil  
Aucune latence  
Jusqu'à 2 heures de scan  
sans interruption  
Mode veille et  
activation rapide

## LOGICIEL PUISSANT

Écosystème d'applications  
100% Cloud  
Lecture des modèles 3D  
en ligne  
Fonctionnalités I.A.  
intégrées





## Précision **20 µm**

La combinaison de technologies de pointe, de logiciels puissants et de profondeur de champ permet une précision de 20 µm, parmi les meilleures dans l'industrie.



## Technologie **True-Color**

Des algorithmes à la pointe capturent et recréent des couleurs fidèles à la réalité.



## Aucune **Calibration**

Leader dans l'industrie des scanners, il élimine le besoin de calibration.



## Technologie **Fast-Scan**

Réalisez un scan d'arcade complète en 20 secondes.



## Bouton **Duo Scan**

Plus besoin d'enlever vos gants pour tourner votre appareil et continuer le processus de numérisation.



## Mode **Joystick**

Profitez d'une expérience fluide et d'un flux de travail plus hygiénique du début à la fin sans avoir à toucher l'ordinateur.








Collaborez avec votre labo  
Exportez vos impressions  
Format Exocad

## Applications disponibles



Model  
Builder



Smile  
Design



Mesh  
Compare



Ortho  
Simulation



Oral Health  
Report

Version filaire disponible

Précision 20  $\mu$ m






Seulement 198 g

Câble USB de type C

disponible dans le commerce





				
<b>Owandy-IOS Wired</b> 198 g	<b>Owandy-IOS Wireless</b> 245 g	<b>TRIOS 5</b> 299 g	<b>Medit i700 Wireless</b> 328 g	<b>IS 3800 W</b> 240 g

## Équipement recommandé

	DESKTOP	LAPTOP
CPU	9th Generation Intel® Core™ i7-9700 AMD Ryzen™ 7 2700	10th Generation Intel® Core™ i7-10750H AMD Ryzen™* 7 4700U
RAM	32 GB	
Graphique*	NVIDIA GeForce TX 1660 6GB	
Disque	1 TB SSD	
OS	Win 10 (build 18362+) / Win 11, 64 bit	

## Spécificités techniques

		OWANDY-IOS WIRELESS	OWANDY-IOS
PIÈCE À MAIN	DIMENSIONS	248 * 48 * 37 mm	175 * 49 * 39 mm
	POIDS	245 g (avec batterie)	198 g
SCAN	PRÉCISION	20 µm	
	CHAMP VISUEL	16 * 14 mm (L)	
		12 * 12 mm (S)	
	CAPTURE	BOUTONS DUO SCAN	
EMBOUT	TAILLE	22 * 18 mm (L)	
		18 * 16 mm (S)	19 * 17 mm (S)
	AUTOCLAVABLE	JUSQU'À 180 FOIS	
		134°C 4 MINS	
BATTERIE	DURÉE SCAN	120 MIN	N/A
	CHARGEMENT	WIRELESS	N/A
CALIBRATION		AUCUNE CALIBRATION	


\*Les cartes graphiques NVIDIA sont entièrement prises en charge, tandis que les cartes d'autres fabricants peuvent ne pas disposer de certaines fonctions avancées.

# DIGITAL WORKFLOW OWANDY RADIOLOGY

UNE GAMME COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

## UNITÉS CÉPHALOMÉTRIQUES

### UNITÉS 2D/3D



### GÉNÉRATEUR INTRAORAL HF



### SCANNER DE PLAQUES INTRAORALES



### EXPORT VERS IMPRIMANTE 3D



### GUIDE CHIRURGICAL

### CAPTEURS DIRECTS USB



### SCANNER INTRAORAL 3D



### FACE SCAN IMPORT .PLY

