



# **OWANDY-10S**

**COMMUNICATION MADE EASY**  
**SCANNER INTRAORALE 3D**

# OWANDY-105

## UNE EXPÉRIENCE SANS ÉGALE

Design compact  
Aucune calibration  
Boutons Duo Scan  
Fonction Joystick

## UNE TECHNOLOGIE WIRELESS À LA POINTE

Chargement sans fil  
Aucune latence  
Jusqu'à 2 heures de scan sans interruption  
Mode veille et activation rapide

## PERFORMANCE

Arcade complète en 20 secondes  
60 arcades par bloc  
Précision 20 microns  
Couleurs « True-to-life »

## LOGICIEL PUISSANT

Écosystème d'applications  
100% Cloud  
Lecture des modèles 3D en ligne  
Fonctionnalités I.A. intégrées





## Précision **20 µm**

La combinaison de technologies de pointe, de logiciels puissants et de profondeur de champ permet une précision de 20 µm, parmi les meilleures dans l'industrie.



## Technologie **True-Color**

Des algorithmes à la pointe capturent et recréent des couleurs fidèles à la réalité.



## Aucune **Calibration**

Leader dans l'industrie des scanners, il élimine le besoin de calibration.



## Technologie **Fast-Scan**

Réalisez un scan d'arcade complète en 20 secondes.



## Bouton **Duo Scan**


Plus besoin d'enlever vos gants pour tourner votre appareil et continuer le processus de numérisation.



## Mode **Joystick**

Profitez d'une expérience fluide et d'un flux de travail plus hygiénique du début à la fin sans avoir à toucher l'ordinateur.





## Équipement recommandé

	DESKTOP	LAPTOP
CPU	9th Generation Intel® Core™ i7-9700 AMD Ryzen™ 7 2700	10th Generation Intel® Core™ i7-10750H AMD Ryzen™* 7 4700U
RAM	32 GB	
Graphique*	NVIDIA GeForce TX 1660 6GB	
Disque	1 TB SSD	
OS	Win 10 (build 18362+) / Win 11, 64 bit	

## Spécificités techniques

		OWANDY-IOS WIRELESS	OWANDY-IOS
PIÈCE À MAIN	DIMENSIONS	248 * 48 * 37 mm	175 * 49 * 39 mm
	POIDS	245 g (avec batterie)	198 g
SCAN	PRÉCISION	20 µm	
	CHAMP VISUEL	16 * 14 mm (L)	
		12 * 12 mm (S)	
	CAPTURE	BOUTONS DUO SCAN	
EMBOUT	TAILLE	22 * 18 mm (L)	
		18 * 16 mm (S)	19 * 17 mm (S)
	AUTOCLAVABLE	JUSQU'À 180 FOIS 134°C 4 MINS	
BATTERIE	DURÉE SCAN	120 MIN	N/A
	CHARGEMENT	WIRELESS	N/A
CALIBRATION		AUCUNE CALIBRATION	

\*Les cartes graphiques NVIDIA sont entièrement prises en charge, tandis que les cartes d'autres fabricants peuvent ne pas disposer de certaines fonctions avancées.



Collaborez avec votre labo  
 Exportez vos impressions  
 Format Exocad

## Applications disponibles


Model Builder	Smile Design	Mesh Compare	Ortho Simulation	Oral Health Report

Version filaire disponible  
 Précision 20 µm  
 Seulement 198 g  
 Câble USB de type C  
 disponible dans le commerce



# DIGITAL WORKFLOW OWANDY RADIOLOGY

UNE GAMME COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS



**Owandy**  
RADIOLOGY