



## **OWANDY-RX** PORTABLE

**MENOS PESO PARA MELHORES IMAGENS**  
**SISTEMA DE RADIOGRAFIA DENTÁRIO PORTÁTIL**

# OWANDY-RX PORTABLE

## IMAGEM DE EXTREMA QUALIDADE

Resolução de imagem excepcional graças ao seu ponto focal de 0.3mm

## FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO

Capture rapidamente imagens aplicando valores predefinidos do paciente e dentários

## LEVE E COMPACTO

Pode ser usado com apenas uma mão

## BATERIA POTENTE

Digitalize até 300 vezes com apenas uma carga

## CORRENTE PODEROSA

Excelente qualidade de imagem graças à corrente anódica de 3mA

## CARREGAMENTO SEM FIOS

Carregue o Owandy-RX Portable colocando-o simplesmente no suporte





### FÁCIL DE UTILIZAR

Os parâmetros são apresentados de uma forma simples **para facilitar a utilização**: nível da bateria, tipo de exame e paciente, emissão de raios X, kV, mA, etc. Pode também configurar o **Owandy-RX Portable** de acordo com as suas necessidades, graças à função "MEMO".



### LEVE

Pesando 1,8kg, o **Owandy-RX Portable** é um dos dispositivos de radiografia mais leves do mercado. Portanto, é fácil de manusear e de posicionar.




### BATERIA DE LONGA DURAÇÃO

Com uma carga, pode captar até **300 imagens**!



### IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO

Graças ao **ponto de focal 0,3mm**, obterá imagens de alta qualidade, tanto com sensor como com placas.



## Características técnicas

Tubo de raios X	CEI
kV/mA	70kV / 3mA
Ponto focal	0.3 mm
Filtração total	1.5mm Al
Tensão de entrada do carregador da bateria	100-240V / 50~60Hz
Tensão da bateria	24.2V
Peso	1.8 kg
Opções	Proteção contra retrodispersão Colimador retangular (30x40mm, 20x30mm)

# DIGITAL WORKFLOW OWANDY RADIOLOGY

UMA GAMA COMPLETA PARA ATENDER TODAS AS SUAS NECESSIDADES

## UNIDADES CEFALOMÉTRICAS

## UNIDADES 2D/3D

## GERADORES INTRAORAIS

## LEITOR DE PLACAS

## EXPORTAR PARA IMPRESSORA 3D

## GUIA CIRÚRGICO

## SENSORES USB DIRETOS

## SCANNERS INTRAORAIS

## FACE SCAN IMPORTAÇÃO .PLY

